

Med Flash II

luz pulsada



Med Flash II



evolución de la luz



www.casbell.es

957 607 626 - 659 363 539

Med Flash II



REG. N. 1889
UNI EN ISO 9001 : 2000
UNI EN ISO 13485 : 2004
UNI EN ISO 14001 : 2004



- + rejuvenecimiento de la piel
- + acné activo
- + tratamiento vascular
- + psoriasis
- + vitiligo
- + depilación

Características

- Sistema integrado de Enfriamiento de la piel
- Pieza de mano Ventilada
- Set lámpara
- Tamaño del spot 50x25 mm,
- Elevada Potencia
- Tiempo de Recarga Auto-adaptable 1-5 segundos
- Reconocimiento automático del filtro en uso,
- Posibilidad de regular la duración, intervalo de energía de los impulsos,
- Recarga disparos con flash card
- Actualizable via
- Pantalla táctil a color 10.4"
- Software actualizado
- 7 puertos de comunicación I/O
- Base de Datos de Clientes (Opcional)



La Lámpara

La especial caja de lámpara contiene todos los elementos necesarios para el disparo y el filtro seleccionado. Esta caja, patentada GP, puede ser fácilmente intercambiada al fin de elegir la filtración mas apropiada para cada tipo de piel. El sistema puede reconocer e interactuar con la lámpara a través de una específica radio frecuencia. Los diferentes filtros ópticos seleccionan solo los anchos de onda apropiados para el tratamiento a realizar.

Sistema de Enfriamiento de la Piel

El sistema de enfriamiento integrado, hace los tratamientos confortables y seguros, reduciendo el riesgo de fastidiosos efectos colaterales. La temperatura escogida para el tratamiento es seleccionada con extrema simplicidad y precisión (un decimo de grado) en la pantalla táctil de la máquina.

Psoriasis y Vitiligo

La lámpara con el rango de 295-450 nm, selecciona la porción de rayos ultravioleta y luz visible util para tratamientos de Psoriasis y Vitiligo, además permite la concentración de energía en el área afectada con la patología..

Med Flash II es un equipo de Luz Pulsada Intensa con un sistema enfriador integrado, técnicamente avanzado, el sistema está diseñado para ejecutar cualquier tipo de aplicación de Fototerapia. Cada tratamiento es confortable y efectivo. Su lámpara especial intercambiable, patentada por GP internacionalmente, permite usar el equipo para diferentes aplicaciones: Depilación, Rejuvenecimiento de la Piel, Acné Activo y Tratamientos vasculares.

Unico en su tipo, Med Flash II puede también tratar Psoriasis y Vitiligo. La pantalla táctil a color 10.4" es la interfaz perfecta de la cual todos los parámetros pueden ser facilmente seleccionados: de hecho es posible seleccionar el nivel de energía, duración e intervalo de intervalo de emisión la luz dependiendo del tratamiento y del tipo de piel del paciente.



El modo automático mostrará al operador no experto todos los programas preseleccionados dependiendo de la piel del paciente, el tipo de pelo y pigmentación. El archivo opcional colecciona los datos personales del paciente y toda la indicación acerca de tratamientos anteriores. Con Med Flash II, ofrecer tratamiento personalizado es mas fácil que nunca.

Con su elegante diseño y materiales de alta calidad, Med Flash II se caracteriza confiable y segura como todos los equipos General Project.



www.casbell.es

957 607 626 - 659 363 539